

# Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 1999905271-1999905275

*Classic*

**Nitrilhandsker, pudderfri, blå**



## Beskrivelse

---

Undersøgelsehandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)

Pudderfri

Usterile

Blå

Mikrotekstureret fingerspidser

Med rullekant

Egnet til håndtering af fødevarer

Produceret for Abena A/S, DK i Kina under ISO 9001 og ISO 13485

## CE

---

Dual CE-mærket i henhold til EU regulativet for medicinsk udstyr EU MDR 2017/425 klasse I

PPE regulativ EU 2016/425, CAT. III Type B certificering

AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

## Standarder

---

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN 374-1:2016

EN 374-2:2015

EN 16523-1:2015

EN 374-4:2013

EN 374-5:2016 VIRUS

EN 420:2003 + A1:2009

## Fysiske egenskaber

---

Brudstyrke:

Før belastning

6 Newton

Efter belastning ved 70°C i 166 timer

6 Newton

Gennem hele holdbarhedsperioden

6 Newton

Strækkevne:

Før belastning

min. 500%

Efter belastning ved 70°C i 166 timer

min. 400%

# Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 1999905271-1999905275

## Tykkelse

Håndfladen	0,06 mm (+/- 0,02)
Fingrene	0,07 mm (+/- 0,02)

## Opbevaring og håndtering

Opbevaring: 5-40°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Yderemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/-5)	Længde mm (+/- 5)	Forpakning æske/karton
<b>X-small</b>	1999905271	5-6	75	240	100/1000
<b>Small</b>	1999905272	6-7	85	240	100/1000
<b>Medium</b>	1999905273	7-8	95	240	100/1000
<b>Large</b>	1999905274	8-9	105	240	100/1000
<b>X-large</b>	1999905275	9-10	115	240	100/1000

## Kemikalie gennemtrængning

Kemikalie	CAS Nr.	Gennemtrængningstid	Level
Ammonium hydroxide 25% (O)	1336-21-6	<10 min.	0
Sodium hydroxide 40% (K)	1310-73-2	>480 min.	6
Formaldehyde 37% (T)	50-00-0	>60 min.	3
N-Heptane (J)	142-82-5	<10 min.	0
Hydrogen peroxide 30% (P)	7722-84-1	>30 min.	2
Hydrochloric acid 36%	7647-01-0	>10min.	1
Ethanol 70%	64-17-5	>10min.	1
Isopropanol 45%	67-33-0	>30min	2
Isopropanol 70%	67-63-0	>30min.	2
Peracetic acid 38-40%	79-21-0	>10min.	1
Citric Acid 15%	77-92-9	>480 min.	6
Glutarahyde 10%	111-30-8	>480 min.	6
Hydroflouric Acid 40%	7664-39-3	<10 min.	0

Test metode: EN16523-1:2015

# Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 1999905271-1999905275

Cytostatika	Gennemtræningstid	Level
Carmustine 3.300 ppm	35,3 min.	2
Cisplatin 1.000 ppm	>240 min.	5
Cyclophosphamide 20.000 ppm	>240 min.	5
Dacarbazine 10.000 ppm	>240 min.	5
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm	>240 min.	5
Etoposide 20.000 ppm	>240 min.	5
Flourouracil – 50.000 ppm	>240 min.	5
Mechlorethamine HCl 1.000 ppm	>240 min.	5
Methotrexate 25.000 ppm	>240 min.	5
Mitomycin C 500 ppm	>240 min.	5
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm	>240 min.	5
Thio-Tepa 10.000 ppm	29,2 min.	1
Vincristine sulfat 1.000 ppm	>240 min.	5

Test metode: ASTM D 6978-05