

RENGØRING  
OG DESINFEKTION

**WipeClean**



**Din nye vej til effektiv  
rengøring og desinfektion**

**plum**



# Med WipeClean sparer du tid og øger sikkerheden

Tag en klud, tør af og smid ud. Så får du den rigtige løsning i det rette blandingsforhold. Vi har udviklet et sortiment af klude til rengøring og desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr. Løser ethvert behov og bryder smittekæden - nemt, hurtigt og sikkert.



## WIPECLEAN UNIVERSAL CLEANING

Engangsklud til rengøring af alle overflader, der tåler vand på f.eks. hospitaler, plejehjem, sanitære rum, daginstitutioner, tandlægeklinikker, fly, tog, færger, biler og kontorer.

<b>Varenr:</b>	<b>Type:</b>
5231	Small - 25 wipes 20 x 30 cm
5232	Large - 20 wipes 40 x 30 cm



## WIPECLEAN ETHANOL DISINFECTION 80%

● ● ○ Intermediate-Level

Engangsklud og -servietter klar til brug. Til desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler alkohol i f.eks. sundheds- og fødevarersektoren. Ethanol Disinfection 80% indeholder **IKKE** sæbe og opfylder således anbefalingen fra SSI om at rengøre først og derefter desinficere. Godkendt i henhold til en række EN-standarder ift. baktericid, virucid og fungicid effekt. Dokumenteret effektiv mod bl.a. norovirus. Vurderet af CEI til Intermediate-Level desinfektion. Tør overfladen, så den holdes fugtig i henhold til angiven kontakttid på forpakningen. Anvend handsker i henhold til EN 374.

Fødevaregodkendt (J.nr. 2015-29-7105-00105). Produktet er CE-mærket.

<b>Varenr:</b>	<b>Type:</b>
5252	Mini - 100 wipes 20 x 20 cm. Til desinfektion af 0,5 m <sup>2</sup> pr. klud
5211	Small - 25 wipes 20 x 30 cm. Til desinfektion af 1 m <sup>2</sup> pr. klud
5212	Large - 20 wipes 40 x 30 cm. Til desinfektion af 2,5 m <sup>2</sup> pr. klud



## WIPECLEAN ALCO FREE DISINFECTION

● ● ○ Intermediate-Level

Engangsklud klar til brug. Til desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler vand i f.eks. sundhedssektoren. Optimalt til overflader, der **ikke** tåler alkohol f.eks. tastaturer og hjælpemidler af plastmaterialer. Godkendt i henhold til en række EN-standarder – lever bl.a. op til den nye EN 16615-standard ved en kontakttid på 1 min. Dokumenteret effektiv mod bl.a. norovirus. Vurderet af CEI til Intermediate-Level desinfektion. Tør overfladen, så den holdes fugtig i henhold til angiven kontakttid på forpakningen. Anvend handsker i henhold til EN 374. Produktet er CE-mærket.

<b>Varenr:</b>	<b>Type:</b>
5203	Small - 25 wipes 20 x 30 cm. Til desinfektion af 1 m <sup>2</sup> pr. klud
5204	Large - 20 wipes 40 x 30 cm. Til desinfektion af 2,5 m <sup>2</sup> pr. klud



## WIPECLEAN CHLORINE DISINFECTION

● ● ● High-Level

Engangsklud klar til brug. Til desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler klor i f.eks. sundhedssektoren. Kludene er klar til brug direkte fra pakken og har en holdbarhed på 30 dage efter åbning. Godkendt i henhold til en række EN-standarder – lever bl.a. op til den nye EN 16615-standard ved en kontakttid på 2 min. Dokumenteret effektiv mod bl.a. norovirus. Vurderet af CEI til High-Level desinfektion. Tør overfladen, så den holdes fugtig i henhold til angiven kontakttid på forpakningen. Anvend handsker i henhold til EN 374. Produktet er CE-mærket.

<b>Varenr:</b>	<b>Type:</b>
5241	Small - 10 wipes 20 x 30 cm. Til desinfektion af 1 m <sup>2</sup> pr. klud
5242	Large - 5 wipes 40 x 30 cm. Til desinfektion af 2,5 m <sup>2</sup> pr. klud



## WIPECLEAN VÆGHOLDER

Vægholdere i rustfrit stål til vægmontering af WipeClean produkterne. Vægholderne fås i to forskellige størrelser og passer til mini, small og large forpakningerne.

<b>Varenr:</b>	<b>Type:</b>
4112	Mini og small vægholder 11,4 x 9,5 x 17,6 cm
4113	Large vægholder 16,5 x 7 x 22 cm

\* Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne for anvendelse